

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Aspira

Nitrooční čočka Aspira

je vhodná pro malý řez (2,5 mm) a to až do 40,0 Dpt. Design zajišťuje vysokou stabilitu i v případě smrštění kapsulárního bagu, čočka se hodí do kapsulárních bagů všech možných velikostí.

Výrobce: HumanOptics, Německo.



Nitrooční čočka Aspira-aA/aAY

1 kusová, foldovatelná nitrooční čočka

optika:

materiál	hydrofilní akrylát MicroCryl (26% obsah vody)
A-konstanta	118,4
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
tvar, rozsah dioptrií	konkávně - konvexní -10,0 - +9,0 Dpt po 1,0 Dpt bikonvexní 0,0 - 30,0 Dpt po 0,5 Dpt a 31,0 - 50,0 Dpt po 1,0 Dpt

asférický design asférický přední povrch bez sférické aberace



žlutý filtr ano u modelu -aAY

ochrana proti PCO zadní povrch s 360° ochrannou bariérou proti epitelálním buňkám

haptika:

celk. průměr 12,5 mm
design C-smyčka

incize 2,5 mm



Nitrooční čočka Aspira-aQA

1 kusová, foldovatelná nitrooční čočka

optika:

materiál	hydrofilní akrylát MicroCryl (26% obsah vody)
A-konstanta	118,7
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
tvar, rozsah dioptrií	konkávně - konvexní 0,0 - 9,0 Dpt po 1,0 Dpt bikonvexní 10,0 - 30,0 Dpt po 0,5 Dpt

asférický design asférický přední povrch bez sférické aberace

žlutý filtr ne

ochrana proti PCO zadní povrch s 360° ochrannou bariérou proti epitelálním buňkám

haptika:

celk. průměr 10,5 mm
design „4“-smyčka

incize 2,5 mm

