

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Diffractiva

Nitrooční čočka Diffractiva

Tato difrakční nitrooční čočka umožňuje pacientům (nejen těm, kteří v současné době čelí kataraktě, ale i těm, kterým již byla umělá NOČ naimplantována dříve) **vidět jasně do různých vzdáleností** bez nutnosti dalších vizuálních pomůcek.

NOČ Diffractiva má promyšlený design, který využívá optický princip difrakce světla a promítá dopadající světlo **do dvou ohnisek** - do blízkého a do vzdáleného. Má zornicí kontrolovaný difrakční bifokální element: **refrakční periferii a difrakční střed** (3,5 mm, 9 prstenců).

V nabídce i modely čočky se žlutým filtrem.

Výrobce: HumanOptics AG, Německo



V nabídce také modely NOČ Diffractiva pro **implantaci do sulku** a modely **Add-On**

vysvětlivky k názvům čoček: **Diffractiva-aAY**

/ **Diffractiva** - skupina čoček /

/ **a** - materiál **a** = akrylátová NOČ, **s** = silikonová NOČ /

/ místo implantace / **S** = sulcus ciliaris, **PB** = Add-On, čočky

bez písmena = implantace do kapsulárního bagu /

/ **A, Y** = další specifika: **X** = různé optické průměry, **Q** = 4

haptiky, **A** = asférická čočka,

Y = ochrana proti modrému spektru světla /

zvýrazněné vidění do dálky
s *Diffractivou*



vylepšený komfort při čtení
s *Diffractivou*



pro
lepší komfort
při čtení

