

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Diffractiva

Nitrooční čočka Diffractiva *Diff-s / Diff-sAY* 3kusová, silikonová, difrakční, foldovatelná NOČ

optika:

materiál	hydrofobní MicroSil
A-konstanta	118,6
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	10,0 - 30,0 po 0,5 Dpt adice do blízka: +3,5 Dpt
žlutý filtr	ano u modelu -sAY
ochrana proti PCO	360° „sharp edge“ design


haptika:

materiál	vysoce molekulární PMMA
celkový průměr	12,0 mm
design	modifikovaná C-smyčka

incize

2,8 mm

Diffractiva® Diff



Nitrooční čočka Diffractiva *Diff-aA / Diff-aAY* 1kusová, akrylátová, difrakční, foldovatelná NOČ

optika:

materiál	hydrofilní akrylát MicroCryl (26 % vody)
A-konstanta	118,4
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	10,0 - 30,0 po 0,5 Dpt adice do blízka: +3,5 Dpt
asférický design	přední povrch difrakční asférický, bez aberace
žlutý filtr	ano u modelu -saAY
ochrana proti PCO	zadní povrch s 360° ochrannou bariérou pro- ti epitelovým buňkám 360° „sharp edge design“

haptika:

celkový průměr	12,5 mm
design	C-smyčka

incize

2,5 mm

