

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Torica

Nitrooční čočka Torica -s/ -sY 3kusová, silikonová, foldovatelná NOČ

Torická NOČ Torica je vhodná pro **fakické** pacienty kteří čelí **kataraktě**, a zároveň trpí **astigmatismem**. Během obvyklé operace katarakty je běžná čirá čočka nahrazena NOČ, a to do stejného místa. Podmínkou pro tuto výměnu je „normální“ fakický pacient:


- bez natržení, bez oslabení nebo s kontraindikovanou patologií kapsulárního bagu
- bez dřívější prodělané katarakty
- rohovkový astigmatismus je vyšší než 2,0 Dpt.

optika:

materiál	hydrofobní MicroSil
A-konstanta	118,7
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
tvar	sférický přední povrch torický zadní povrch
sférický rozsah	-30,0 - 14,0 Dpt po 1,0 Dpt 15,0 - 25,0 Dpt po 0,5 Dpt 26,0 - 34,0 Dpt po 1,0 Dpt
cylindrický rozsah	1,0 - 3,0 Dpt po 0,5 Dpt 4,0 - 30,0 Dpt po 1,0 Dpt
žlutý filtr	ano u modelu -sY
ochrana proti PCO	360° „sharp edge“


haptiky

materiál	vysoce molekulární PMMA
průměr	11,6 mm
tvar	zvlhěná „Z“ smyčka



výrobce: HumanOptics AG, Německo

HumanOPTICS



- pro fakické pacienty s kataraktou a astigmatismem

- pro speciální případy jako:

keratoplastika
vyšší ametropie F
po refrakčním výkonu
dřívější explantace NOČ
afakie
trauma
pseudofakické pacienty