

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / Akkommodative 1CU, MS 612 Black

Nitrooční čočka Akkommodative 1CU



1kusová, akrylátová, akomodační, foldovatelná NOČ

optika:

materiál	hydrofilní MicroCryl
A-konstanta	118,1
průměr optiky	5,5 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	16,0 - 35,0 po 0,5 Dpt
design	bikonvexní
speciální vlastnost	akomodační čočka
žlutý filtr	ne
ochrana proti PCO	„sharp edge“ design

haptika:

materiál	MicroCryl
celk. průměr	9,8 mm
design	4 haptiky s flexibilním napojením



Nitrooční čočka MS 612 Black

3kusová, silikonová, okluzní, foldovatelná NOČ

optika:

materiál	silikon
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	nejsou třeba
design	pevná, tónovaná optika
ochrana proti PCO	„sharp edge“ design

haptika:

materiál	MicroPlex PMMA
celkový průměr	12,0 mm

výrobce: HumanOptics AG, Německo

