

# KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Idea

## Nitrooční čočka Idea

### 1kusová, akrylátová, bikonvexní, miniincizní NOČ

IDEA Lens: **I**nnovative **D**ouble **E**dge **A**ngulated speciálně designovaná, vhodná také pro mini-incizní řez 2,2 mm s možností použití metody COMICS. Široký rozsah dioptrií. Implantace do kapsulárního bagu i do sulku.

#### parametry:

A-konstanta	119,0
materiál	HEMA 26% hydrofilní akrylát
průměr optiky	6,0 mm
celk. průměr	13,0 mm
rozsah dioptrií	-10,0 - 9,0 Dpt po 1,0 Dpt 10,0 - 30,0 Dpt po 0,5 Dpt 31,0 - 42,0 Dpt po 1,0 Dpt
angulace haptik	9°
filtr	UV ochrana
refrakční index	1,465
ochrana proti PCO	360° Double Square Edge
design haptik	C-smyčka

#### Excelentní kvalita vidění

- maximální hlouka fokusu a kontrola aberací
- nejvyšší citlivost na kontrast


#### Zredukované riziko PCO

- technologie 360° double square edge zabraňuje v přesunu epiteliálních buněk do optické části

#### Stabilní refrakční výsledky

- přizpůsobivý design haptik pro optimální pooperační stabilitu čočky v jakkoliv velkém oku

výrobce: Croma, Rakousko



I D E A<sup>®</sup>



incize  
2,2 mm