

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Ioflex

Nitrooční čočka Ioflex

1kusová, akrylátová, foldovatelná NOČ pro small incision

Čočka IOflex je unikátní 1kusová **small incision** čočka se schopností **pseudoakomoda-ce**. Její optická část je **bikonvexní**. Je z pružného akrylového materiálu (kopolymer metylmetakrylát) se zvýšeným indexem lomu. Haptiky jsou z téhož materiálu. Tento materiál lze před implan-tací ohnout tak, aby prošel incizí menší než je optický průměr čočky. Po chirurgické implan-taci do oka je čočka jemně narovnána, aniž by ztratila svou optickou působnost. Haptiky této čočky mají square edge.

V nabídce i model se 7mm optikou.

výrobce: Mediphacos Ltda, Brazílie.



optika:

materiál	kopolymer metylmetakrylát (26% obsah vody)
A-konstanta	118,0
průměr optiky	5,75 mm / 7,0 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	5,0 - 30,0 Dpt po 0,5 Dpt
tvar	bikonvexní
žlutý filtr	ano u modelu Ioflex Yellow

haptiky

materiál	kopolymer metakrylát
průměr	12,0 mm
tvar	maximální kontakt s kapsulár-ním bagem pro větší stabilitu
ochrana proti PCO	square edge



**small incision
1,8 - 2,2 mm**

