

KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Mediflex

Nitrooční čočka Mediflex

1kusová, žlutá, hydrofobní, akrylátová NOČ s inovativními prvky zajišťujícími nejvyšší bezpečnost a nejlepší chování

Nový **Natural Yellow chromofor** je stejný chromofor, jaký se přirozeně vyskytuje v lidském oku. **Chrání sítnici, zvyšuje citlivost na kontrast a nezasahuje do biocyklu pacienta.**

včetně jednorázového injekčního systému

výrobce: Mediphacos Ltda, Brazílie



optika:

materiál	hydrofobní akrylát
A-konstanta	119,0
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana Natural Yellow
rozsah dioptrií	10,0 - 30,0 Dpt po 1,0 Dpt
tvar	asymetrická bikonvexní
ochrana proti PCO	360° „square edge“

haptiky

materiál	kopolymer metakrylát
průměr	13,0 mm
tvar	maximální kontakt s kapsulárním bagem pro větší stabilitu

incize 2,8 mm

