

SULCUS CILIARIS / nitrooční čočky / NOČ Add-On Torica, ToricaDiff

Add-On Torica-sPB/ -sPBY

3kusová, foldovatelná, tórická NOČ pro fixaci v sulcus ciliaris

Čočka je vhodná pro pacienty s pseudofakickou ametropií, pokud čočka z předchozího zákroku nezajišťuje adekvátní korekci. Implantace Add-On čočky do sulku je méně traumatická než výměna čočky z pouzdra.


optika:

materiál	hydrofobní MicroSil
průměr optiky	7,0 mm (efektivní zóna 6 mm)
filtr	UV ochrana
sférický rozsah	-6,0 - 3,0 Dpt po 0,5 Dpt -30,0 - 7,0 a 4,0 - 6,0 Dpt po 1,0 vyšší dioptrie na zakázku
cylindrický rozsah	1,0 Dpt - 30,0 Dpt po 1,0 Dpt
design	konvexně-konkávní tvar s kulatou přední hranou proti poškození duhovky; bez aberace; tórický přední povrch sférický zadní konkávní povrch
žlutý filtr	ano u modelu -sPBY
ochrana proti PCO	

haptika:

materiál	vysoce molekulární PMMA
celk. průměr	14,0 mm
design	modifikovaná zvlněná C-smýčka

incize 3,0 mm



Add-On ToricaDiff-sPB/ sPBY

3kusová, foldovatelná, tórická difrakční NOČ pro fixaci v sulcus ciliaris

Čočka kombinuje vlastnosti tórické a difrakční čočky.

optika:

materiál	hydrofobní MicroSil
průměr optiky	7,0 mm (efektivní zóna 6 mm)
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	-3,0 - 3,0 Dpt po 0,5 Dpt vyšší dioptrie na zakázku
cylindrický rozsah	1,0 Dpt - 4,0 Dpt po 1,0 Dpt adice do blízka + 3,5 Dpt
design	difrakční přední povrch tórický zadní povrch konvexně-konkávní se zakulacenou hranou optiky proti poškození duhovky
žlutý filtr	ano u modelu -sPBY
ochrana proti PCO	

haptika:

materiál	vysoce molekulární PMMA
celk. průměr	14,0 mm
design	modifikovaná zvlněná C-smýčka

incize 3,0 mm

