

SULCUS CILIARIS / nitrooční čočky / NOČ Torica, NOČ Secura

Nitrooční čočka Torica- sS/-sSY

3kusová, silikonová, foldovatelná NOČ pro implantaci do sulcus ciliaris


Tórická NOČ Torica do sulcus ciliaris je vhodná pro **fakické** pacienty, kteří čelí **kataraktě** a zároveň trpí **astigmatismem**.

optika

materiál	hydrofobní MicroSil
A-konstanta	118,6
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
tvar	sférický přední povrch tórický zadní povrch
sférický rozsah	-30,0 - 14,0 Dpt po 1,0 Dpt 15,0 - 25,0 Dpt po 0,5 Dpt 26,0 - 34,0 Dpt po 1,0 Dpt
cylindrický rozsah	1,0 - 3,0 Dpt po 0,5 Dpt 4,0 - 30,0 Dpt po 1,0 Dpt
žlutý filtr	ano u modelu -sSY

haptiky

materiál	vysoce molekulární PMMA
průměr	14,0 mm
tvar	modifikovaná C smyčka



Nitrooční čočka Secura- sSA/-sSAY

3kusová, silikonová, foldovatelná NOČ pro implantaci do sulcus ciliaris

optika

materiál	hydrofobní MicroSil
A-konstanta	118,0
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana
rozsah dioptrií	7,0 - 31,0 Dpt po 0,5 Dpt 32,0 - 40,0 Dpt po 1,0 Dpt
tvar	sférický přední povrch asférický zadní povrch
žlutý filtr	ano u modelu -sSAY
ochrana proti PCO	360° „sharp optic edge“

haptiky

materiál	vysoce molekulární PMMA
průměr	12,0 mm
tvar	modifikovaná C smyčka

