

# KAPSULÁRNÍ BAG / nitrooční čočky / NOČ Miniflex

## Nitrooční čočka Miniflex

1kusová, asférická, miniincizní NOČ

**Flexacryl Hybrid Acrylic** je unikátní kopolymer kombinující hydrofobní a hydrofilní monomery vykazuje dlouhodobě vynikající biokompatibilitu.

- nový přírodní žlutý chromofor „**Natural Yellow**“ s UV filtrem pro tmavěmodré a fialové spektrum
- **asférická** optika **bez aberací**
- haptiky se schopností **samocentrace**, s dutinou **absorbující stres**
- **Double Square Edge 360°**
- vhodné i pro miniincizi **1,8 mm**
- včetně jednorázového injekčního systému

výrobce: Mediphacos Ltda, Brazílie

### optika:

materiál	EOEMA - HEMA kopolymer
A-konstanta	119,0
průměr optiky	6,0 mm
filtr	UV ochrana Natural Yellow
rozsah dioptrií	10,0 - 30,0 Dpt po 0,5 Dpt
design	asférická bez aberací
ochrana proti PCO	360° „double square edge“

### haptiky

průměr | 13,0 mm



MEDIPHACOS



incize  
1,8 mm  
až  
2,2 mm

