

MANI®

マニーオブサルミックスーチャー

Ophthalmic Sutures


究極の切味 クロスラップエッジ

シャープなポイント
Very sharp point

0.1 μ m (1/10,000mm) edge

刃に直交ラップ (CROSSLAP) することが
切味を良くする秘訣

Crosslapped edge provides better
sharpness



厳選された糸


A well considered
selection of sutures


組織損傷の少ない
レーザーエンド、
スムーズで短いカシメ部

Short & laser-drilled
smooth end part
eliminates damage
on tissue

材料は強くて折れにくい
マニーハードファイバーステンレススチール

The material is strong and has
resilience
MANI's original hard fiber
stainless steel





マニーオフサルミックスチャー MANI® Ophthalmic Sutures

11-0 (0.1metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	彎曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	13cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	4.0	3/8 135°	0.05	OE04-05	実験用 For laboratories	0550S
	20cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10	強角膜縫合 Sclerocornea	1000
	10cm	片端針 Single-armed		5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10		1000S
	20cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1403
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1476
	15cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1478S

10-0 (0.2metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1401
	15cm	片端針 Single-armed		5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14		1401S
	20cm			5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14		1474
	30cm			5.5	7/16 158°	0.10	ZG055-10		1001
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1404
	15cm	片端針 Single-armed		5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1404S
	15cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1482
	30cm			5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20		2000
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1406
	15cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1406S
	6cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1468S
	15cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1452
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2002
	15cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2002S
	30cm			7.0	1/2 180°	0.14	ZH07-14		1410
	15cm	片端針 Single-armed		7.0	1/2 180°	0.14	ZH07-14		1410S
	20cm	片端針 Single-armed	丸 Taper point	4.0	3/8 135°	0.10	TE04-10	緑内障結膜縫合	1053S
	20cm	片端針 Single-armed		5.0	3/8 135°	0.10	TE05-10	Conjunctiva for Glaucoma	1052S
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	TG055-14		1475
	45cm			6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14		1459
ポリエステル グリーン・モノ Polyester Green Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1411
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1412
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2017

マニーハードファイバーステンレススチールによるクロスラップエッジが、究極の切味を生み出します。
The crosslapped edge made of MANI's original hard fiber stainless steel produces the ultimate in sharpness.

10-0 (0.2metric) 針付縫合糸 Needled Sutures


縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	彎曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1415
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1417
	15cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1417S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2021

9-0 (0.3metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.0	Bi-curve 90° / 50°	0.14	ZB05-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1402
	30cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1405
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1407
	15cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1407S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2003
	15cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2003S
バージンシルク ブルー・ツイスト Virgin Silk Blue Twisted	45cm			5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14		1453
	45cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1413
	20cm	片端針 Single-armed		6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1413S
	15cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1480
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2020
	20cm	片端針 Single-armed		6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2020S
	45cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1450
ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強角膜縫合 Sclerocornea	1416
	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1418
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2022

8-0 (0.4metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強膜縫合 Sclera	1421
	30cm			6.5	1/4 90°	0.20	ZK065-20		2054
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2056
	30cm			7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20		2028
	50cm		逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24	皮膚縫合 Skin	2461
	50cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24		2461S
	50cm								



マニーオフサルミックスチャー MANI® Ophthalmic Sutures

8-0 (0.4metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	彎曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
バージンシルク ブルー・ツイスト Virgin Silk Blue Twisted	45cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1419
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2024
	20cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2024S
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2051
	45cm			7.0	1/2 180°	0.20	ZH07-20		2019
	45cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14	緑内障結膜縫合 Conjunctiva for Glaucoma	1466
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.18	ZE06-18	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	1467
	45cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2023
	20cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2023S
PGA吸収糸バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm			6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		1490
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2090
	30cm		丸 Taper point	6.0	3/8 135°	0.14	TE06-14		1491

7-0 (0.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.14	ZG055-14	強膜縫合 Sclera	1457
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2058
	45cm			8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28		2855
	45cm		逆三角 Reverse cut	7.0	3/8 135°	0.24	RE07-24	皮膚縫合 Skin	2455S
	50cm			9.0	3/8 135°	0.24	RE09-24		2457S
	30cm			11.0	3/8 135°	0.24	RE11-24		2463
	30cm		形成ヘラ Lancet	8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33		3361
	45cm			8.0	3/8 135°	0.33	PE08-33		3361S
	50cm			11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3364
	50cm			11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33		3364S
	30cm		丸、先端カット Cut taper	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	二重瞼形成 Repositioning of Palpebral furrow	3365
	30cm			15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33		3388
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2008
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2063
	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2008S
	45cm			8.0	1/2 180°	0.20	ZH08-20		2062S
	50cm		形成ヘラ Lancet	7.0	3/8 135°	0.28	PE07-28	皮膚縫合 Skin	2860S
シルク ホワイト・ブレイド Silk White Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/2 180°	0.20	ZH08-20	強膜・結膜縫合 Sclera and Conjunctiva	2068S
PGA吸収糸 バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	30cm			6.5	3/8 135°	0.20	ZE065-20		2091
	45cm			5.5	7/16 158°	0.20	ZG055-20		2092


マニーハードファイバーステンレススチールによるクロスラップエッジが、究極の切味を生み出します。
The crosslapped edge made of MANI's original hard fiber stainless steel produces the ultimate in sharpness.

6-0 (0.7metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	彎曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2854
	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	7/16 158°	0.28	ZG08-28	↓	2859
	30cm		逆三角 Reverse cut	13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	2808
	20cm	片端針 Single-armed	↓	13.0	3/8 135°	0.28	RE13-28	↓	2808S
	30cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	7.0	3/8 135°	0.33	PE07-33	↓	3379S
	50cm	片端針 Single-armed	↓	8.0	1/2 180°	0.33	PH08-33	↓	3362S
	45cm	片端針 Single-armed	↓	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	↓	3381S
	50cm	片端針 Single-armed	↓	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	↓	3382
	45cm	片端針 Single-armed	↓	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	↓	3382S
	45cm	片端針 Single-armed	↓	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38	↓	3853S
	45cm	片端針 Single-armed	↓	13.0	1/2 180°	0.33	PH13-33	↓	3363S
	30cm	丸、先端カット (Y) Cut taper	形成ヘラ Lancet	15.0	3/8 135°	0.33	YE15-33	二重瞼形成 Repositioning of Pabebal furrow	3386
	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3387
ナイロン クリアー・モノ Nylon Clear Mono	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.33	PE11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3387
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	5.5	7/16 158°	0.28	ZG055-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2804
	45cm	片端針 Single-armed	↓	6.5	3/8 135°	0.28	ZE065-28	↓	2801
	50cm	片端針 Single-armed	↓	10.0	3/8 135°	0.33	ZE10-33	↓	3354S
	45cm		逆三角 Reverse cut	7.0	3/8 135°	0.28	RE07-28	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	2853
	45cm	片端針 Single-armed	↓	8.0	5/16 113°	0.28	RI08-28	↓	2805
	45cm	片端針 Single-armed	↓	11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	↓	3305
	45cm	片端針 Single-armed	↓	11.0	3/8 135°	0.33	RE11-33	制御糸・皮膚・筋肉 Control suture・Skin・Ocular muscles	3305S
	55cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	10.0	3/8 135°	0.33	PE-10-33	↓	3366
	55cm	丸 Taper point	↓	13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33	制御糸 Control suture	3356
	55cm	丸、先端カット (Y) Cut taper	↓	13.0	3/8 135°	0.33	YE13-33	↓	3353
	60cm	片端針 Single-armed	丸、先端カット (Y) Cut taper	14.0	3/8 135°	0.38	YE14-38	↓	3850S
PGA吸収糸 バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	6.5	1/4 90°	0.24	ZK065-24	斜視・筋肉縫合 Heterotropia・Ocular muscles	2490
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.5	1/4 90°	0.28	XK085-28	↓	2890

5-0 (1.0metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	30cm		ヘラ Trape spatula	6.0	1/4 90°	0.28	ZK06-28	強膜・結膜縫合 Sclera・Ocular muscles	2806
	45cm		ヘラ Trape spatula	7.0	3/8 135°	0.28	ZE07-28	↓	2865
	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	3/8 135°	0.28	ZE08-28	↓	2856
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.0	1/4 90°	0.28	XK06-28	↓	2807



マニーオフサルミックスチャー MANI® Ophthalmic Sutures

5 - 0 (1.0metric) 針付縫合糸 Needled Sutures

縫合糸 種類 Suture Description	長さ Length	縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
		実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	湾曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
ナイロン ブラック・モノ Nylon Black Mono	45cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	1/2 180°	0.33	PH11-33	皮膚・筋肉縫合 Skin・Ocular muscles	3383S
	50cm	逆三角 Reverse cut		11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38		3854
	45cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.38	RE11-38		3854S
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	50cm	片端針 Single-armed	逆三角 Reverse cut	11.0	3/8 135°	0.43	RE11-43	制御糸・皮膚・筋肉 Control suture・Skin・Ocular muscles	4350S
	50cm	片端針 Single-armed		13.0	3/8 135°	0.33	RE13-33		3358S
	50cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3856
	50cm	片端針 Single-armed		11.0	3/8 135°	0.38	PE11-38		3856S
	45cm	丸 Taper point		13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33	制御糸 Control suture	3355
	30cm	片端針 Single-armed		13.0	3/8 135°	0.33	TE13-33		3355S
	60cm	丸 Taper point		16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3855
	30cm	片端針 Single-armed		16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3855S
ポリエステル ホワイト・ブレイド Polyester White Braided	45cm	ヘラ Trape spatula		8.0	1/4 90°	0.33	ZK08-33	硝子体手術 Operations on Vitreous	3377
	45cm	ヘラ、ダイヤカット Dia spatula		6.0	1/4 90°	0.28	X1K06-28		2863
	45cm			6.0	1/4 90°	0.33	XK06-33		3372
	45cm			8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3370
	45cm			8.0	1/2 180°	0.33	XH08-33		3371
	75cm	丸 Taper point		10.0	3/8 135°	0.33	TE10-33		3380
ポリエステル グリーン・ブレイド Polyester Green Braided	45cm	ヘラ Trape spatula		8.0	1/4 90°	0.33	ZK08-33		3376
	45cm	ヘラ、ダイヤカット Dia spatula		6.0	1/4 90°	0.33	XK06-33		3375
	45cm			8.0	1/4 90°	0.33	XK08-33		3373
	45cm			8.0	1/2 180°	0.33	XH08-33		3374
	75cm	丸 Taper point		10.0	3/8 135°	0.33	TE10-33		3378
PGA吸収糸バイオレット・ブレイド PGA ABSORBABLE Violet Braided	45cm	ヘラ、ダイヤカット Dia spatula		8.5	1/4 90°	0.33	XK085-33	斜視・筋肉縫合 Heterotropia・Ocular muscles	3391
	30cm			8.5	1/4 90°	0.33	XK085-33		3392

4 - 0 (1.5metric) 針付縫合糸 Needled Sutures







シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm	逆三角 Reverse cut		13.0	7/16 158°	0.43	RG13-43	制御糸 Control suture	4300
	50cm			13.0	3/8 135°	0.43	RE13-43		4351
	50cm	片端針 Single-armed		13.0	3/8 135°	0.43	RE13-43		4351S
	55cm	片端針 Single-armed	形成ヘラ Lancet	13.0	3/8 135°	0.43	PE13-43		4359
	50cm	片端針 Single-armed		13.0	3/8 135°	0.43	PE13-43		4359S

マニーハードファイバーステンレススチールによるクロスラップエッジが、究極の切味を生み出します。
The crosslapped edge made of MANI's original hard fiber stainless steel produces the ultimate in sharpness.



4-0 (1.5metric) 針付縫合糸 Needed Sutures

縫合糸 Suture		縫合針 Needles						主な適用症例 Main Application	品番 Order No.
種類 Description	長さ Length	実物大形状 Actual size	断面・刃形 Edgemark	針長さ Length (mm)	彎曲 Curve	針太さ Diam. (mm)	針記号 Code		
シルク ブラック・ブレイド Silk Black Braided	45cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38	制御糸 Control suture	3801
	45cm		片端針 Single-armed	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3801S
	55cm		丸 Taper point	13.0	3/8 135°	0.38	TE13-38		3851
	45cm		丸 Taper point	16.0	3/8 135°	0.38	TE16-38		3861
	75cm		丸 Taper point	16.0	1/2 180°	0.53	TH16-53		5351
	75cm		丸、先端カット Cut taper	14.0	3/8 135°	0.43	YE14-43		4302S
シルク ホワイト・ブレイド Silk White Braided	45cm		丸 Taper point	25.0	7/16 157°	0.38	TG25-38	皮膚縫合用 Skin	3857
	60cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.5	1/4 90°	0.43	XK065-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4360
ポリエステル ホワイト・ブレイド Polyester White Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	ZK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4356
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	6.5	1/4 90°	0.43	XK065-43		4357
	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	XK08-43		4352
ポリエステル グリーン・ブレイド Polyester Green Braided	45cm		ヘラ Trape spatula	8.0	1/4 90°	0.43	ZK08-43	硝子体手術 Operations on Vitreous	4355
	45cm		ヘラ、ダイヤカット Dia spatula	8.0	1/4 90°	0.43	XK08-43		4353

IOL 縫着用針付縫合糸 10-0 (0.2metric) Needed Sutures for Secondary Implantation

ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ペア両端針 Pair double-armed	1455P
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	1/4 90°	0.24	VK18-24		1458P
			ヘラ Trape spatula	6.0	3/8 135°	0.14	ZE06-14		
	30cm		先端カット Spatula side cut	18.0	Straight ストレート	0.14	VS18-14		1460P
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		
	20cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14		1470
	15cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ループ糸付針 Needled suture with loop	1486L
	20cm		先端カット Spatula side cut	15.0	1/4 90°	0.24	VK15-24		2451L
	20cm		先端カット Spatula side cut	13.0	1/4 90°	0.24	VK13-24		2450

IOL 縫着用針付縫合糸 9-0 (0.3metric) Needed Sutures for Secondary Implantation

ポリプロピレン ブルー・モノ Polypropylene Blue Mono	30cm		先端カット Spatula side cut	16.0	Straight ストレート	0.14	VS16-14	ペア両端針 Pair double-armed	1465P
			ヘラ Trape spatula	4.5	7/16 158°	0.14	ZG045-14		
	20cm		先端カット Spatula side cut	15.0	1/4 90°	0.24	VK15-24	ループ糸付針 Needled suture with loop	2452L

MANI® Ophthalmic Sutures



STERILE EO

②再使用不可

ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。

△ Do not use if package is damaged or opened.

販売名	一般的名称	医療機器承認番号	医療機器のクラス
マニーシルク	滅菌済み絹製縫合糸	20900BZZ00869000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーナイロン	ポリアミド縫合糸	21100BZZ00049000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーポリエステル	ポリエステル縫合糸	21100BZZ00050000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーポリプロピレン	ポリプロピレン縫合糸	20500BZZ01091000	高度管理医療機器(Ⅲ)
マニーPGA	ポリグリコール酸縫合糸	21300BZY00282000	高度管理医療機器(Ⅳ)

マニーアイド縫合針

MANI SURGICAL EYED NEEDLES
(FOR JAPAN SALES ONLY)

販売名	一般的名称	医療機器承認番号	医療機器のクラス
マニーアイド縫合針	単回使用縫合針	22000BZX01615000	管理医療機器(Ⅱ)

角 針
〈湾曲：5/16〉

丸 針
〈湾曲：5/16〉

実物大形状	断面	品名
		眼科用角弾 8mm
		眼科用角弾 9mm
		眼科用角弾 10mm
		眼科用角弾 12mm
		眼科用角弾 13mm
		眼科用角弾 14mm
		眼科用角弾 16mm
		眼科用角弾 18mm
		眼科用角弾 19mm

実物大形状	断面	品名
		眼科用丸弾 8mm
		眼科用丸弾 9mm
		眼科用丸弾 10mm
		眼科用丸弾 12mm
		眼科用丸弾 13mm
		眼科用丸弾 14mm
		眼科用丸弾 16mm
		眼科用丸弾 18mm
		眼科用丸弾 19mm

〈マニーアイド縫合針の特長〉

- 1.孔部は、組織損傷を少なくする為、細部にまで配慮し設計されています。
- 2.角針は安全性を高めるため、尖りをおさえた先端形状とし、且つ、切れ味が非常に良くなるように独自の特殊加工でエッジを造りました。
- 3.丸針は、通過抵抗の小さいテーパーにするとともに、スムーズですべりの良い表面に仕上げました。
- 4.針の材質は、独自で開発した、強く折れにくいマニーハードファイバーステンレススチールを使用しています。

未滅菌縫合針・針単体

②再使用不可

マニーアイド縫合針は、未滅菌品ですので、必ず滅菌してからご使用下さい。ご使用の前に必ず添付文書をお読み下さい。

※全て、弾機孔です。品名の長さ(mm)は、針のさしわたしを示しています。 1パック10本入 1箱10パック入

<http://www.mani.co.jp>

E-mail: opt@ms.mani.co.jp



▲マニー(株) 高根沢工場
MANI TAKANEZAWA Factory



▲マニー(株) 清原工場
MANI KIYOHARA Factory

販売店名/Distributed by

製造販売元

MANI®
MANI, INC. マニー株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
お問い合わせ先【眼科営業課】 TEL 028-667-9911
FAX 028-667-6177

8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA, TOCHIGI, 321-3231, JAPAN
Phone : +81-28-667-7565 Fax : +81-28-667-6177

デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。O 00342(111103)